




BOX

### Zvuk izolujúce skrinky Obudowy tłumiące hałas Шумоподавляющие шкафы

- Široká ponuka zvuk izolujúcich skriniek s efektívnym znížením hlučnosti. Dostatočne tiché pre umiestnenie v ordináciách. Zníženie hľuku minimálne o 11 dB(A).
- Szeroki wybór obudów z blachy skutecznie tłumiących hałas. Skuteczność wystarczająca dla zastosowań w gabinecie. Redukcja hałasu przynajmniej o 11 dB(A).
- Широкий выбор звукоизоляционных шкафов из листового металла с высоким коэффициентом шумоподавления. Низкий уровень шума, подходящий для хирургических кабинетов. Уменьшение шума минимум на 11 дБ(А).



MD

### Membránové sušiče Osuszacze membranowe Мембранные осушители

- pre dodávky dostatočne suchého bezolejového vzduchu
- trvalo aktívny sušič so stupňom filtácie 5 a 0,3 mikrónov
- do dostarczania suchego i pozbawionego oleju powietrza w gabinetach stomatologicznych
- ciągle aktywny osuszacz z filtrem 5 mikronów i 0,3 mikrona
- подача сухого безмасляного воздуха для стоматологических процедур
- осушитель непрерывного действия с филь трацией 5 и 0,3 микрона



AD

### Adsorpčné sušiče Osuszacze adsorpcyjne Адсорбционные осушители

- Tlakový rosný bod do -70 °C
- Optimalizované pre dlhú životnosť a spoľahlivý výkon
- Prvý servis po 10 000 hodinách
- Údržba vykonaná za 15 minút
- Kompaktný systém
- Tichá prevádzka

- Ciśnieniowy punkt rosy do -70 °C
- Zoptymalizowane pod kątem wy dłużonej żywotności i od powiedniej wydajności
- Pierwszy obsługa po 10 000 godzinach pracy
- Konserwacja wykonywana w ciągu 15 minut
- Kompaktowy system
- Cicha praca

- точка росы под давлением вплоть до -70 °C
- Оптимизирован для длительного срока службы и надежной работы
- Первое сервисное обслуживание после 10.000 часов
- Техническое обслуживание в течении 15 минут
- Компактный дизайн, все в одном
- бесшумная работа